



Con autorización para Uso en
Agricultura Orgánica Nacional,
Decreto Supremo 2/2016,
Departamento de Agricultura
Orgánica - Servicio Agrícola y
Canadero de Chile.



ELICITOR BIOENERGÉTICO DE LA PLASTICIDAD Y ELASTICIDAD CELULAR DE LAS PLANTAS BIOPREPARADO BIODINÁMICO HOMEOPÁTICO SISTEMA VIBRACIONAL

➔ CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES BIOFÍSICAS

Silicone Care® es un “Elicitor Biotdinámico Homeopático”, “Remedio o Preparado Biotdinámico Holístico” diluido en un plasma de agua dinamizada, purificada y ordenada molecularmente, además de materias primas seleccionadas de altísima calidad.

Silicone Care® activa una frecuencia vibracional óptima a niveles de pared de membrana celular elicitando la **celulosa y la lignina en la pared cuticular**, los **polímeros** que conforman la cutina, armonizando la frecuencia de la red tridimensional de ésta. Ayuda a equilibrar las plantas **estimulando los sensores de los tejidos** de éstas como los de **crecimiento** (meristemas), los **protectores** (epidermis y dermis), fundamentales (parénquima), **sostén** (colénquima y esclerenquima) y **conductores** (floema y xilema). Todo ello enfocado en mejorar el equilibrio de las células, funciones de los órganos y tejidos más importantes en las plantas como las raíces, tallos, hojas, flores, semillas y frutos.



**ELICITOR
BIODINÁMICO**



REMEDIO HOLÍSTICO



**RESTAURACIÓN BALANCE
Y ARMONÍA**



**PRINCIPIO
ELECTRO-SENSIBILIDAD
DE LAS PLANTAS**

Silicone Care® estimula las membranas celulares tonificando y equilibrando la entrada y salida de nutrientes y elementos, produciendo una mejora en la tonicidad y elasticidad a todo nivel. Ayuda a promover la cutícula de capa cerosa externa y a protegerla de la desecación atmosférica. Evita la entrada de bacterias y hongos. Promueve el desarrollo de los queratinocitos en la epidermis.

Silicone Care® por su gran inocuidad, está recomendado para su uso en agricultura ecológica, sustentable y convencional sin residuos. No tóxico. Biodegradable. Sin carencia. Amigable y respetuoso con el medio ambiente. No es tóxico a organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni microorganismos.

Silicone Care® puede ser usado en todo tipo de cultivos. Recomendado especialmente para uva de mesa, vinífera, cerezo, manzano, avellano, almendros, nogales, cítricos, paltos, carozos, duraznos, arándano, frutilla, hortalizas, tomates, semilleros, cereales, trigo, avena, maíz, cebada, raps, praderas, forrajeras, áreas verdes, césped, ornamentales, flores, viveros y plantaciones nuevas.


**PLASMA DE AGUA
DINAMIZADA PURIFICADA**



**NO TÓXICO Y
BIODEGRADABLE**



**OPTIMIZACIÓN
DE LAS PAREDES CELULARES**



**BLINDAJE Y PROTECCIÓN
A TODO TIPO DE CULTIVOS**



➔ RECOMENDACIONES DE USO



Aplicación foliar, fertirriego, electrostática, aérea, drones.

Inmersión de speedling, procesos de baño o aspersión de fruta en packing para reintegrar y tonificar la elasticidad de la piel en caso de machucones o daños mecánicos producto de la manipulación.

Mantener la frecuencia de aplicaciones semanales, cada 7 días durante el periodo de mayor susceptibilidad.

Número de aplicaciones: Durante el periodo que desee proteger.

PRIMERA APLICACIÓN

500 ml/ha, ya sea foliar o fertirriego. En estados fenológicos claves justo antes del peak de la reproducción celular. Antes de cada cambio de estado fenológico, Germinación, Floración, Brotación, Cuaja, etc.

APLICACIÓN SEMANAL

A partir de la segunda aplicación en adelante la dosis es de 250 ml/ha.

Ideal partir con las 2 primeras aplicaciones vía aspersión foliar, logrando una gran nube.

SUPERFICIES MENORES

Jardines, Superficies Menores, Aspersión o Inmersión de Speedling, Cajas cosecheras en Packing.

Aplicar 150 ml Silicone Care con bomba de espalda y boquilla fina.

OTROS CONSEJOS

Para un buen resultado, se recomienda NO interrumpir el programa de aplicaciones semanales hasta observar una buena impresión del huerto. Aplicar de preferencia muy temprano en la mañana, al atardecer o en la noche.

➔ COMPATIBILIDAD

**NO MEZCLAR
CON NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO**
Sólo biocompatibles.

➔ NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes,

NO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA INOPERANCIA DEL PRODUCTO QUE PUEDA PRODUCIRSE POR CUALQUIER CONSECUENCIA DE SU MAL USO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO.

PRESENTACIÓN: 250 ml; 1; 5; 20 litros.

SELLO DE GARANTÍA

Cuenta con sello de seguridad, inviolable que garantiza la calidad de su contenido del producto original.

Tecnología de termosellado con material bajo norma FDA 21 CFR bajo estándares para productos farmacológicos.

IMPORTANTES ⬅ NOTAS A CONSIDERAR

- ✓ Llenar el estanque o recipiente con agua, **manteniendo agitación constante durante 10 minutos**, para activar el agua y formar vórtices. Luego agregar **Silicone Care®** lentamente.
- ✓ **Almacenar en lugar fresco y oscuro**, alejado de corrientes eléctricas, enchufes, luz directa y calor. **Una vez abierto, mantener en su envase original**, con su respectiva etiqueta.
- ✓ **NO CONTIENE** Metales pesados, cloruros carbonatos o fluoruros. pH: 5,5 - 6.

FABRICADO POR :



LSM
Healing Remedies®

Sistemas Vibracionales para
Plantas Animales y Seres Humanos

Soluciones Inteligentes para el Agro

WWW.ECOAGROCARE.COM
+56 9 54262209